

Anti-Nat8B Rabbit Polyclonal Antibody (Cml2, Atase1) For Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uhf3

품목 번호: CM0028096

소개

WB, IHC-P, ELISA용으로 검증된 고품질의 anti-NAT8B 토끼 다클로날 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트 NAT8B (CML2/ATase1)를 인식합니다. ER 리신 아세틸화 및 신경 퇴행성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NAT8B Rabbit pAb
비고/별칭	CML2; Hcml2; NAT8BP; NAT8B
종(Species)	인간(Human)
GeneID	51471
면역원(Immunogen)	인간 NAT8B (NP_057431.2)의 아미노산 75-165에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9UHF3
단백질 분자량(Protein Weight)	25kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)