

Anti-Nat9 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q9Bte0

품목 번호: CM0030690

소개

인간 NAT9(알파/베타-튜불린-N-아세틸트랜스퍼라제 9)에 대한 고품질 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합합니다. 튜블린 아세틸화 및 신경생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NAT9 Rabbit pAb
비고/별칭	EBSP; hNATL; NAT9
종	인간
GeneID (Human)	26151
GeneID	26151
면역원	인간 NAT9 (NP_056469.2)의 아미노산 1-207에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9BTE0
단백질 분자량	23kDa
배송	아이스백