


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Nav1.5/Scn5A 단일클론 항체 - Q14524

품목 번호: CM0009314



소개

WB, IHC-P, ELISA용으로 검증된 고품질의 Anti-Nav1.5/SCN5A 토끼 단일클론 항체입니다. 인간 Nav1.5에 특이적이며, 심장 전기생리학 연구 및 IVD 검사법 개발에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Nav1.5/SCN5A Rabbit mAb
비고/별칭	HB1; HB2; HH1; IVF; VF1; HBBD; ICCD; LQT3; SSSI; CDCD2; CMD1E; CMPD2; PFHB1; Nav1.5
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	6331
유전자 ID	6331
항원(Immunogen)	인간 Nav1.5/SCN5A (NP_000326.2)의 아미노산 273-357에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	Q14524
단백질 분자량	227 kDa/223 kDa/221 kDa/225 kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)