


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Nav1.5/Scn5A 단일클론 항체 - Q14524

품목 번호: CM0008136



소개

Nav1.5/SCN5A에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 활동전위 개시에 필수적인 심장 전압 개폐 나트륨 채널을 표적합니다. 심혈관 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Nav1.5/SCN5A Rabbit mAb
비고/별칭	HB1, HB2, HH1, IVF, VF1, HBBD, ICCD, LQT3, SSS1, CDCD2, CMD1E, CMPD2, PFHB1, Nav1.5
종(Species)	Human
유전자 ID (인간)	6331
유전자 ID	6331
면역원	인간 Nav1.5/SCN (NP_000326.2)의 아미노산 273-357에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	Mouse, Rat
SWISS	Q14524
단백질 분자량	221-227 kDa
배송	아이스 팩