

Wb, Elisa용 Anti-Naxe 폴리클로날 항체 - Q8Ncw5

품목 번호: CM0015273

소개

인간 NAXE (AIBP/APOA1BP)를 타겟으로 하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫트 NAXE를 검출합니다. WB 및 ELISA에 적합합니다. 콜레스테롤 배출 및 혈관 조절에 관여하는 미토콘드리아 NAD(P)H-하이드레이트 에피머라제를 타겟으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NAXE Rabbit pAb
비고/별칭	AIBP; PEBEL; YJEFN1; APOA1BP; NAXE
종(Species)	Human
GeneID (Human)	128240
GeneID	128240
면역원(Immunogen)	인간 NAXE (NP_658985.2)의 아미노산 48-170에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q8NCW5
단백질 분자량	32kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)