

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Nbas 폴리클로날 항체 - A2Rrp1

품목 번호: CM0025204

소개

웨스턴 블롯(Western blot), IF/ICC 및 ELISA에 대해
검증된 친화도 정제 토끼 항-NBAS 폴리클로날
항체입니다. 인간 및 쥐 NBAS와 반응합니다. 골지체에서
소포체(ER)로의 역행 수송 및 신경모세포종 연구를 위한
연구 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NBAS Rabbit pAb
비고/별칭	NAG; SOPH; ILFS2; NBAS
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	51594
유전자 ID	51594
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 인간 NBAS (NP_056993.2)의 아미노산 1-70에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 쥐(Rat)
SWISS	A2RRP1
단백질 분자량	269kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)