


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Nbr1 토끼 다클로날 항체 - Q14596

품목 번호: CM0030767



소개

사람, 쥐, 랫트 반응성을 가지며 WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증된 Anti-NBR1 토끼 다클로날 항체입니다. 선천성 면역 및 단백질 응집에 관여하는 오토파지 어댑터입니다. 오토파지 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NBR1 Rabbit pAb
비고/별칭	IAI3B; M17S2; MIG19; IA1-3B; NBR1
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	4077
GeneID	4077
면역원	사람 NBR1 (NP_005890.2)의 아미노산 1-85에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 쥐 (Mouse), 랫트 (Rat)
SWISS	Q14596
단백질 분자량	107kDa
배송	아이스 백 (Ice bag)