

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Nbs1/Nbn 폴리클로날 항체 - O60934

품목 번호: CM0027592



소개

CamelBio는 WB, IF/ICC 및 ELISA에서 검증된 토끼 폴리클로날 anti-NBS1/NBN (Nibrin) 항체를 제공하며, 인간, 마우스 및 랫트와 교차 반응성을 나타냅니다. DNA 복구 및 텔로미어 무결성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NBS1/NBN Rabbit pAb
비고/별칭	ATV, NBS, P95, NBS1, AT-V1, AT-V2, NBS1/NBN
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID	4683
면역원(Immunogen)	인간 NBS1/NBN (NP_002476.2)의 아미노산 650-750 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	O60934
단백질 분자량	85kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)