

Anti-Nbs1/Nbn Rabbit Polyclonal Antibody (Ko Validated) For Wb, Ihc-P, Elisa - O60934

품목 번호: CM0017899



소개

KO 검증된 NBS1/NBN (Nibrin) 표적 토끼 다클로날 항체. WB, IHC-P, ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 랫트를 인식합니다. DNA 복구 및 텔로미어 유지를 타겟으로 합니다. SWISS: O60934.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO Validated] NBS1/NBN Rabbit pAb
비고/별칭	ATV, NBS, P95, NBS1, AT-V1, AT-V2, BN
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	4683
GeneID	4683
면역원(Immunogen)	인간 NBS1/NBN (NP_002476.2)의 아미노산 520-754에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 단백질 / 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	O60934
단백질 분자량	85kDa
배송(Shipping)	아이스팩