

Wb 및 Elisa용 Anti-Ncald Rabbit Polyclonal Antibody - P61601

품목 번호: CM0031026

소개

인간 neurocalcin-delta (NCALD)를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에 적합하며, 마우스 및 쥐와 교차 반응성을 나타냅니다. 칼슘 신호 전달 및 신경 조직 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NCALD Rabbit pAb
비고/별칭	NCALD
종	Human
GeneID (Human)	83988
GeneID	83988
면역원	인간 NCALD (NP_114430.2)의 아미노산 1-193에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
응용	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	P61601
단백질 분자량	22kDa
배송	아이스백