

Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa용 Anti-Ncam (Cd56) Rabbit Polymab® 단일클론 항체 - P13591 / P1595

품목 번호: CM0009762



소개

WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA용 NCAM (CD56)에 대한 토끼 재조합 단일클론 항체. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응; 신경과학 및 암 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NCAM Rabbit PolymAb®
비고/별칭	CD56; NCAM; MSK39
종	인간/마우스
유전자 ID (인간)	4684
유전자 ID	4684/17967
면역원	인간/마우스 CD56 (NP_851996.2)의 아미노산 20-413 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P13591/P1595
단백질 분자량	95kDa
배송	아이스백