

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Ncam1/Cd56 폴리클론항체 - P13591

품목 번호: CM0030658



소개

인간 NCAM1/CD56에 대한 토끼 폴리클론항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차반응합니다. 신경 세포 접착 및 신경생물학 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NCAM1 / CD56 Rabbit pAb
비고/별칭	CD56; NCAM; MSK39; NCAM1 / CD56
종	인간
GeneID (Human)	4684
GeneID	4684
면역원	인간 NCAM1 / CD56 (NP_851996.2)의 아미노산 759-858에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P13591
단백질 분자량	95kDa
배송	아이스백