

## Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 항-Ncam/Cd56 토끼 단일클론 항체 - P13595

품목 번호: CM0005964



### 소개

CamelBio의 NCAM/CD56 토끼 단일클론 항체(P13595)는 WB, IF-P, IHC-P, ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 마우스 및 래트 NCAM 아이소폼(67-119 kDa)을 인식합니다. 신경과학 및 세포접착 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | NCAM /CD56 토끼 단일클론항체                                                  |
| 비고/별칭       | CD56; Ncam; E-NCAM; NCAM-1; NCAM /CD56                                |
| 종           | 마우스                                                                   |
| GeneID (인간) | 17967                                                                 |
| GeneID      | 17967                                                                 |
| 면역원         | 마우스 NCAM /CD56(NP_001106675.1)의 아미노산 20-711에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 기원          | 토끼                                                                    |
| 카테고리        | 단일클론 항체                                                               |
| 적용 분야       | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                                                |
| 교차 반응성      | 마우스, 래트                                                               |
| SWISS       | P13595                                                                |
| 단백질 분자량     | 67kDa/80kDa/93kDa/119kDa                                              |
| 운송          | 아이스 팩                                                                 |