

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Ncaph 토끼 다클로날 항체 - Q15003

품목 번호: CM0025483



소개

WB, IF/ICC, ELISA 애플리케이션용 NCAPH(콘텐신 복합체 서브유닛 2)를 표적하는 토끼 다클로날 항체입니다. 인간과 교차 반응합니다. 염색체 응축 및 세포 주기 연구에 이상적입니다. SWISS: Q15003.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NCAPH Rabbit pAb
비고/별칭	CAPH; BRRN1; CAP-H; MCPH23; NCAPH
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	23397
유전자 ID	23397
면역원	인간 NCAPH (NP_056156.2)의 아미노산 1-250에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	Q15003
단백질 분자량	83kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)