


Anti-Ncbp2 토끼 다클로날 항체 (Wb, If/Icc, Elisa용) - P52298

품목 번호: CM0027239



소개

웨스턴 블롯(Western blot), 면역형광/ICC, ELISA에 대해 검증된 NCBP2 토끼 다클로날 항체입니다. 전구 mRNA 스플라이싱, 수출 및 번역 조절에 필수적인 핵 캡 결합 복합체의 핵심 소단위체인 인간 및 마우스 NCBP2 (CBP20)를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NCBP2 토끼 pAb
비고/별칭	CBC2; NIP1; CBP20; PIG55; NCBP2
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	22916
GeneID	22916
면역원(Immunogen)	인간 NCBP2 (NP_031388.2)의 아미노산 1-156에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	P52298
단백질 분자량	18kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)