


Wb, Ihc-P, Ip, Elisa용 Anti-Ncf4/P40-Phox 단클론 항체 - Q15080

품목 번호: CM0003235



소개

인간 NCF4/p40-phox (Q15080)에 대한 토끼 단클론 항체로, WB, IHC-P, IP, ELISA에서 검증되었습니다. 식세포 NADPH 산화효소 기능과 만성 육아종증 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NCF4/p40-phox 토끼 mAb
비고/별칭	NCF; CGD3; P40PHOX; SH3PXD4; NCF4/p40-phox
종	인간
유전자ID	4689
면역원	인간 NCF4/p40-phox (Q15080)의 아미노산 240-339에 해당하는 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IP, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q15080
단백질 분자량	39kDa
배송 방식	아이스 팩