


Wb, Elisa용 Anti-Ncf4/P40-Phox 폴리클로날 항체 - Q15080

품목 번호: CM0024308



소개

인간 NCF4/p40-phox에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에 대해 검증되었습니다.

인간, 마우스, 쥐 샘플의 내인성 p40-phox를 검출합니다. 식세포의 NADPH 산화효소 복합체 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NCF4/p40-phox Rabbit pAb
비고/별칭	NCF; CGD3; P40PHOX; SH3PXD4; NCF4/p40-phox
종	인간(Human)
GeneID	4689
면역원	인간 NCF4/p40-phox (NP_038202.2)의 아미노산 1-190 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q15080
단백질 분자량	39kDa
배송	아이스백