

## Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Nck1 단일클론 항체 - P16333

품목 번호: CM0010320



### 소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA 어플리케이션에 대해 검증된 NCK1 토끼 단일클론 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트 NCK1 (43kDa, P16333)을 검출합니다. 성장 인자 신호 전달, 번역 조절 및 DNA 손상 반응에 관여하는 SH2/SH3 어댑터 단백질을 타겟팅합니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수           | 값                                                           |
|----------------|-------------------------------------------------------------|
| 제품명            | NCK1 Rabbit mAb                                             |
| 비고/별칭          | NCK; nck-1; NCKalpha; NCK1                                  |
| 종              | Human                                                       |
| GeneID (Human) | 4690                                                        |
| GeneID         | 4690                                                        |
| 면역원            | 합성 펩타이드 (인간 NCK1 (P16333)의 아미노산 200-300 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드) |
| 공급원            | Rabbit                                                      |
| 카테고리           | 단일클론 항체                                                     |
| 어플리케이션         | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                    |
| 교차 반응성         | Human, Mouse, Rat                                           |
| SWISS          | P16333                                                      |
| 단백질 분자량        | 43kDa                                                       |
| 배송             | 아이스 팩                                                       |