

Wb 및 Elisa용 항-Nck1 토끼 다클론 항체 - P16333

품목 번호: CM0018253



소개

SH2/SH3 어댑터 단백질인 NCK1(NCKalpha)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에 적합하며 인간과 마우스에 교차 반응합니다. 수용체 신호 전달 경로 및 DNA 손상 반응 연구에 사용하세요.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NCK1 토끼 pAb
비고/별칭	NCK; nck-1; NCKalpha; NCK1
종	인간
유전자 ID (인간)	4690
유전자 ID	4690
면역원	재조합 단백질 인간 NCK1(NP_006144.1)의 아미노산 58-377번에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
생산 기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P16333
단백질 분자량	43kDa
배송 방식	아이스백