


Anti-Ncoa1 폴리클로날 항체 (Wb, Elisa 용) - Q15788

품목 번호: CM0018593



소개

인간 NCOA1/SRC1를 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 마우스와 교차 반응합니다. 핵 수용체 공동활성화 및 염색질 재구성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NCOA1 Rabbit pAb
비고/별칭	SRC1; KAT13A; RIP160; F-SRC-1; bHLHe42; bHLHe74; NCOA1
종	인간
유전자 ID (인간)	8648
면역원	인간 NCOA1 (NP_003734.3)의 아미노산 720-980에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원산지	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q15788
단백질 분자량	157kDa
배송	아이스백