


Anti-Ncoa3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ip, Elisa - Q9Y6Q9

품목 번호: CM0021205



소개

인간 NCOA3에 대해 토끼에서 생산된 NCOA3 Rabbit Polyclonal Antibody (pAb). WB, IP, ELISA에 대해 검증됨. 핵 수용체 신호 전달, 염색질 재구성, 전사 공동 활성화 연구에 이상적. - Q9Y6Q9

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NCOA3 Rabbit pAb
비고/별칭	ACTR; AIB1; RAC3; SRC3; pCIP; AIB-1; CTG26; SRC-3; CAGH16; KAT13B; TNRC14; TNRC16; TRAM-1; bHLHe42; NCOA3
종	인간
GeneID (인간)	8202
면역원	인간 NCOA3의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드 (NP_858045.1)
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9Y6Q9
단백질 분자량	155kDa
배송	아이스백