


Anti-Ncoa4 다클론 항체 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용) - Q13772

품목 번호: CM0030442



소개

인간 NCOA4를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA 검증 완료. 마우스 및 쥐와 교차 반응함. 페리틴포지(ferritinophagy), 철 항상성 및 전사 보조 활성화제 연구용.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NCOA4 토끼 pAb
비고/별칭	RFG, ELE1, PTC3, ARA70, NCOA4
종	인간
GeneID (인간)	8031
GeneID	8031
면역원	제조합 단백질 인간 NCOA4의 1-280 아미노산 서열을 포함하는 제조합 용합 단백질 (NP_005428.1).
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q13772
단백질 무게	70kDa
배송	아이스팩