


Wb, Elisa용 Anti-Ncoa7 폴리클로날 항체 - Q8Ni08

품목 번호: CM0013520



소개

인간, 마우스 및 래트 샘플에서 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에 대해 검증된 고품질의 anti-NCOA7 토끼 폴리클로날 항체입니다. NCOA7은 핵 수용체 공활성제이자 산화 스트레스 보호제로, 암 및 신경생물학 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NCOA7 Rabbit pAb
비고/별칭	ESNA1; TLDC4; ERAP140; NCOA7-AS; Nbla00052; Nbla10993; dJ187J11.3; NCOA7
종	인간
GeneID (인간)	135112
GeneID	135112
면역원	제조합 단백질: 인간 NCOA7 (NP_861447.3)의 아미노산 1-90에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q8NI08
단백질 분자량	106kDa
배송	아이스백