

Anti-Ncor1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb - O75376

품목 번호: CM0027680



소개

핵 수용체 코리프레서 1(NCOR1)을 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체. 웨스턴 블롯, 면역조직화학, 면역형광, ELISA에 적합. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응. 전사 억제 및 염색질 역학 연구에 이상적.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	NCOR1 Rabbit pAb
비고/별칭	N-CoR, TRAC1, N-CoR1, hN-CoR, PPP1R109, NCOR1
종	인간
유전자 ID	9611
면역원	인간 NCOR1의 아미노산 1-200을 포함하는 재조합 용합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O75376
단백질 분자량	270kDa
배송	아이스백