

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Ncor2 Rabbit Polyclonal Antibody - Q9Y618

품목 번호: CM0026617



소개

인간 NCOR2 (SMRT)를 표적하는 토끼 폴리클로날 항체. WB, IHC-P, ELISA에 적합하며 마우스 및 래트와의 교차 반응성을 보입니다. 핵 수용체 매개 염색질 재구성 및 전사 억제 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NCOR2 Rabbit pAb
비고/별칭	SMRT; TRAC; CTG26; SMRTE; TRAC1; N-CoR2; TNRC14; TRAC-1; SMAP270; SMRTE-tau; NCOR2
종	인간
GeneID (인간)	9612
GeneID	9612
면역원	인간 NCOR2 (NP_006303.4)의 아미노산 1-113 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9Y618
단백질 분자량	274kDa
배송	아이스백