

## Wb 및 Elisa용 항Ncr1 토끼 다클론 항체 - O76036

품목 번호: CM0028754



### 소개

웨스턴 블롯 및 ELISA용 인간 NCR1(NKp46, CD335)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체입니다. 인간 NCR1을 검출하며 자연살해세포 생물학 및 암 면역치료 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| 제품명         | NCR1 토끼 pAb                                                  |
| 비고/별칭       | LY94, CD335, NKp46, NK-p46, NCR1                             |
| 종           | 인간                                                           |
| 유전자 ID (인간) | 9437                                                         |
| 유전자 ID      | 9437                                                         |
| 면역원         | 인간 NCR1 (NP_004820.2)의 아미노산 22-254에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 원천          | 토끼                                                           |
| 카테고리        | 다클론 항체                                                       |
| 적용 분야       | WB, ELISA                                                    |
| 교차 반응성      | 인간                                                           |
| SWISS       | O76036                                                       |
| 단백질 분자량     | 34kDa                                                        |
| 배송          | 아이스백                                                         |