

Wb, Elisa용 Anti-Ncr1 토끼 다클로날 항체 - O76036

품목 번호: CM0018326



소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 토끼 항-인간 NCR1 (CD335, NKp46) 다클로날 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫트의 자연 살해 유발 수용체 1을 인식하며, NK 세포 생물학 및 면역종양학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NCR1 Rabbit pAb
비고/별칭	LY94; CD335; NKp46; NK-p46; NCR1
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	9437
GeneID	9437
면역원(Immunogen)	인간 NCR1 (NP_001138929.2)의 아미노산 151-303에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	O76036
단백질 분자량	34kDa
배송(Shipping)	아이스백