


Wb, If/Icc, Fc, Elisa용 Anti-Ncr3 토끼 단일클론 항체 - O14931

품목 번호: CM0007195



소개

WB, IF/ICC, FC(세포 내) 및 ELISA에 대해 검증된 고품질 Anti-NCR3 토끼 단일클론 항체입니다. 인간 NK 세포의 자연 세포독성 유발 수용체 3(NKp30/CD337)을 표적으로 하며, 종양 세포 사멸과 수지상세포 성숙에 중요한 역할을 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NCR3 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	NCR3; IC7; CD337; LY117; MALS; NKp30; 자연 세포독성 유발 수용체 3
종	인간
GeneID (인간)	259197
GeneID	259197
면역원	재조합 단백질
항체 생산 동물	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, FC (세포 내), ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O14931
단백질 분자량	16kDa/17kDa/18kDa/19kDa/20kDa/21kDa
배송	아이스팩