

Anti-Ncs1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P62166

품목 번호: CM0031081



소개

인간 NCS1에 대한 토끼 폴리클론 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증됨. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응함. 신경 세포 칼슘 센서 연구, 시냅스 가소성 연구 및 칼슘 신호 분석에 적합함.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	NCS1 Rabbit pAb
비고/별칭	FLUP; FREQ; NCS1
종	인간
GeneID (Human)	23413
GeneID	23413
면역원	인간 NCS1 (NP_055101.2)의 아미노산 1-190에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P62166
단백질 분자량	22kDa
배송	아이스백