

Anti-Ncs1 토끼 다클론 항체, Wb, If/Icc, Elisa 적용가능 - P62166

품목 번호: CM0013382



소개

인간 NCS1(뉴런 칼슘 센서 1, 프리퀴닌 동족체)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA 응용 분야에 적합하며 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 예상 분자량: 22 kDa.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NCS1 토끼 pAb
비고/별칭	FLUP, FREQ, NCS1
종	인간
GeneID (인간)	23413
GeneID	23413
면역원	인간 NCS1 (NP_055101.2)의 아미노산 1-190에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P62166
단백질 분자량	22kDa
배송	아이스 팩