


Anti-Ncstn Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q92542

품목 번호: CM0015485



소개

인간 NCSTN (Nicastrin, gamma-secretase subunit)에 대한 Rabbit polyclonal antibody로 WB, IF/ICC, ELISA에 사용 가능합니다. 인간, 마우스, 래트에서 검출됩니다. 알츠하이머병 연구 및 Notch 신호 전달 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NCSTN Rabbit pAb
비고/별칭	ATAG1874; NCSTN
종	인간
GeneID (Human)	23385
면역원	인간 NCSTN (NP_056146.1)의 아미노산 250-578에 해당하는 서열을 포함한 재조합 용합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q92542
단백질 분자량	78kDa
배송	아이스백