

Wb, Elisa용 Anti-Nctr2 토끼 단일클론 항체 - O95944

품목 번호: CM0004614



소개

WB 및 ELISA용 인간 NCTR2 (NKp44, CD336)에 대한 고품질의 토끼 단일클론 항체입니다. 인간과 반응하며, 자연살해(NK) 세포 세포독성 및 종양 면역 감시 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	NCTR2 Rabbit mAb
비고/별칭	LY95; CD336; NKP44; NK-p44; dJ149M18.1; NCTR2
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	9436
유전자 ID	9436
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 인간 NCTR2 (O95944)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	O95944
단백질 분자량	31kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)