


Wb, Elisa용 항-Ndc1 토끼 다클론 항체 - Q9Btx1

품목 번호: CM0019712



소개

WB 및 ELISA에서 검증된 고품질 NDC1 토끼 다클론 항체입니다. 핵공 복합체 조립에 필수적인 인간, 마우스 및 랫드 NDC1(~76kDa)을 인식합니다. IVD 연구 및 진단 개발에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NDC1 토끼 pAb
비고/별칭	NET3; TMEM48; NDC1
종	인간
GeneID	55706
면역원	인간 NDC1(NP_060557.3)의 아미노산 340-530에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
분류	다클론 항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q9BTX1
단백질 분자량	76kDa
배송	아이스팩