

Anti-Nde1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nxr1

품목 번호: CM0027815



소개

Anti-NDE1 Rabbit Polyclonal Antibody는 WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 NDE1 단백질을 검출합니다. 유사분열 방추체 방향성 및 대뇌 피질 발달에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NDE1 Rabbit pAb
비고/별칭	NDE; LIS4; MHAC; NUDE; NUDE1; HOM-TES-87; NDE1
종	인간
GeneID (Human)	54820
GeneID	54820
면역원	인간 NDE1 (NP_060138.1)의 아미노산 1-110에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9NXR1
단백질 분자량	38kDa
배송	아이스백