

Anti-Ndel1 (Nudel) 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - Q9Gzm8

품목 번호: CM0025464



소개

WB 및 ELISA에서 검증된 고품질 Anti-NDEL1 (NUDEL) 토끼 다클론 항체로, 인간 및 마우스 교차 반응성을 가집니다. 미세소관 조직화, 다이네인 조절 및 신경세포 이동 연구에 이상적입니다. 분자량 38kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NUDEL/NDEL1 토끼 pAb
비고/별칭	EOPA; NDE2; NUDEL; MITAP1; NDE1L1; NUDEL/NDEL1
종	인간
유전자 ID (인간)	81565
유전자 ID	81565
면역원	재조합 단백질 인간 NUDEL/NUDEL/NDEL1(NP_110435.1)의 아미노산 1-345에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9GZM8
단백질 무게	38kDa
배송	아이스팩