


Wb, If/Icc, Elisa용 항Ndp52 토끼 다클론 항체 - Q13137

품목 번호: CM0027700



소개

WB, IF/ICC, ELISA용 토끼 다클론 항NDP52 항체로, 사람, 생쥐, 쥐에서 반응하며 제노파지 수용체 CALCOCO2를 검출하고, 분자량은 약 52 kDa이며 오토파지 연구에 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NDP52 토끼 pAb
비고/별칭	NDP52
종	사람
유전자 ID (사람)	10241
유전자 ID	10241
면역원	사람 NDP52 (NP_005822.1)의 아미노산 1-283에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 쥐
SWISS	Q13137
단백질 분자량	52kDa
배송	아이스백