


Wb, Ihc-P, Elisa용 항-NdrG1 토끼 단일클론 항체 - Q92597

품목 번호: CM0010294



소개

이 토끼 단일클론 anti-NDRG1 항체는 웨스턴 블롯, IHC(파라핀), ELISA에 대해 검증되었으며, 인간, 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 종양 생물학 및 신경과학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NDRG1 토끼 mAb
비고/별칭	GC4; RTP; DRG1; NDR1; NMSL; TDD5; CAP43; CMT4D; DRG-1; HMSNL; RIT42; TARG1; PROXY1; NDRG1
종	인간
GeneID (인간)	10397
GeneID	10397
면역원	합성 펩타이드 인간 NDRG1(Q92597)의 아미노산 295-394에 해당하는 서열의 합성 펩타이드
유래	토끼
분류	단일클론 항체
적용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q92597
단백질 분자량	43kDa
배송	아이스팩