


Wb, Elisa용 항-NdrG2 토끼 다클론 항체 - Q9Un36

품목 번호: CM0025837



소개

Wnt 신호 전달에 관여하는 종양 억제인자 NDRG2에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며 인간과 생쥐에 반응합니다. 암 및 신경생물학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NDRG2 토끼 pAb
비고/별칭	SYLD; NDRG2
종	인간
유전자 ID (인간)	57447
유전자 ID	57447
면역원	인간 NDRG2 (NP_963832.1)의 아미노산 138-357에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	Q9UN36
단백질 분자량	41kDa
배송 방식	아이스 팩