


Wb 및 Elisa용 Anti-NdrG3 토끼 다클로날 항체 - Q9Ugv2

품목 번호: CM0013436



소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 NDRG3 토끼 다클로날 항체입니다. 인간 및 마우스 NDRG3 (41 kDa)를 타겟으로 하며, 뇌에서 높게 발현되는 보편적으로 발현되는 단백질입니다. 연구용으로 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NDRG3 Rabbit pAb
비고/별칭	NDRG3
종	인간(Human)
GeneID (인간)	57446
GeneID	57446
면역원	인간 NDRG3 (NP_071922.2)의 아미노산 184-363에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q9UGV2
단백질 분자량	41kDa
배송	아이스 백(Ice bag)