

Wb용 Anti-NdrG4 토끼 다클론 항체 - Q9Ulp0

품목 번호: CM0020575

소개

인간 NDRG4를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스와 랫드에도 교차 반응합니다. 뇌 발달, 허혈성 스트레스 및 신경 신호 전달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NDRG4 토끼 pAb
비고/별칭	BDM1; SMAP8; SMAP-8; NDRG4
종	인간
GeneID (인간)	65009
GeneID	65009
면역원	인간 NDRG4의 아미노산 140-220번에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_001229765.1).
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q9ULP0
단백질 분자량	38kDa
배송	아이스백