

항-Ndst1 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - P52848

품목 번호: CM0020347



소개

인간 NDST1에 반응하는 고품질 토끼 다클론 항체로, WB와 ELISA에서 검증되었습니다. 헤파란 황산 생합성의 핵심 효소인 인간 및 생쥐 NDST1을 검출합니다. 당생물학 및 염증 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NDST1 토끼 pAb
비고 / 별칭	HSST; NST1; MRT46; NDST1
종	인간
유전자ID	3340
면역원	인간 NDST1(NP_001534.1)의 아미노산 40-170에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	P52848
단백질 분자량	101kDa
배송 방식	아이스 팩