


Anti-Ndufa1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - O15239

품목 번호: CM0027101



소개

NDUFA1 Rabbit Polyclonal Antibody는 WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. Human, Mouse, Rat과 반응합니다. 미토콘드리아 Complex I 보조 소단위체를 표적으로 하며, 주로 심장과 골격근에서 발현됩니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NDUFA1 Rabbit pAb
비고/별칭	MWFE; ZNF183; CI-MWFE; MC1DN12; NDUFA1
종	Human
유전자 ID (Human)	4694
유전자 ID	4694
면역원	Human NDUFA1 (NP_004532.1)의 아미노산 1-70에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질.
원천	Rabbit
카테고리	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	O15239
단백질 분자량	8kDa
배송	아이스백