


Wb 및 Elisa용 Anti-Ndufa10 (Ci-42Kd) 토끼 다클론 항체 - O95299

품목 번호: CM0014236



소개

미토콘드리아 복합체 I 보조 소단위체인 NDUFA10 (CI-42kD)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA용으로 검증되었으며, 인간, 마우스 및 랫드와 반응합니다. 호흡 사슬 및 미토콘드리아 질환 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NDUFA10 토끼 pAb
비고/별칭	CI-42k; CI-42KD; MC1DN22; NDUFA10
종	인간
유전자 ID (인간)	4705
유전자 ID	4705
면역원	??? ??? ?? NDUFA10? ??? 36-300? ??? ??? ??? ?? ??(NP_004535.1).
출처	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	O95299
단백질 분자량	41kDa
배송	아이스팩