

Anti-Ndufa12 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb - Q9Ui09

품목 번호: CM0027558



소개

NDUFA12 토끼 폴리클론 항체는 WB 및 ELISA 응용 분야에 사용되며, 인간, 마우스 및 래트 NDUFA12(17kDa)를 검출합니다. 미토콘드리아 Complex I 연구 및 진단 분석 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NDUFA12 Rabbit pAb
비고/별칭	B17.2; DAPI3; MC1DN23; NDUFA12
종	인간
GeneID (Human)	55967
면역원	인간 NDUFA12 (NP_061326.1)의 아미노산 1-145에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원산지	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9UI09
단백질 분자량	17kDa
배송	아이스백