

## Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Ndufa4L2 토끼 다클론 항체 - Q9Nrx3

품목 번호: CM0017208

### 소개

사람 NDUFA4L2(COXFA4L2)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 저산소증 및 미토콘드리아 연구에 적합합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| 제품명         | NDUFA4L2 토끼 pAb                                                |
| 비고/별칭       | NUOMS; MISTRH; COXFA4L2; NDUFA4L2                              |
| 종           | 사람                                                             |
| GeneID (사람) | 56901                                                          |
| GeneID      | 56901                                                          |
| 면역원         | 사람 NDUFA4L2(NP_064527.1)의 아미노산 1-87에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. |
| 항체 숙주       | 토끼                                                             |
| 분류          | 다클론 항체                                                         |
| 적용          | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                       |
| 교차 반응성      | 사람, 마우스, 랫드                                                    |
| SWISS       | Q9NRX3                                                         |
| 단백질 분자량     | 10kDa                                                          |
| 배송          | 아이스백                                                           |