


Wb, Elisa용 항-Ndufa5 다클론 항체 - Q16718

품목 번호: CM0025868



소개

복합체 I 보조 서브유닛인 NDUF5에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트 샘플에서 WB 및 ELISA로 검증되었습니다. 미토콘드리아 호흡 사슬 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NDUF5 토끼 pAb
비고/별칭	B13, NUFM, UQOR13, CI-13kB, CI-13KD-B, NDUF5
종	인간
유전자 ID	4698
면역원	인간 NDUF5(NP_004991.1)의 아미노산 1-116에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q16718
단백질 분자량	13kDa
배송 방식	아이스 팩