


Wb 및 Elisa용 Anti-Ndufa6 토끼 다클로날 항체 - P56556

품목 번호: CM0028747



소개

인간 NDUFA6에 대한 고품질 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫트와 반응합니다. 미토콘드리아 복합체 I 연구 및 호흡 사슬 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NDUFA6 Rabbit pAb
비고/별칭	B14; LYRM6; CI-B14; MC1DN33; NADHB14; NDUFA6
종	인간
GeneID (인간)	4700
GeneID	4700
면역원	인간 NDUFA6 (NP_002481.2)의 아미노산 35-154에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	다클로날 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P56556
단백질 분자량	15kDa
배송	아이스백