

Wb, If/Icc, Ip, Elisa용 Anti-Ndufa8 폴리클로날 항체 - P51970

품목 번호: CM0016938



소개

NDUFA8 Rabbit pAb는 20kDa 미토콘드리아 복합체 I 서브유닛을 검출합니다. 사람, 쥐, 랫트에 대한 교차 반응성을 가지며 WB, IF/ICC, IP 및 ELISA에서 검증되었습니다. 호흡 사슬 및 미토콘드리아 질환 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NDUFA8 Rabbit pAb
비고/별칭	PGIV; CI-19KD; CI-PGIV; MC1DN37; NDUFA8
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID (사람)	4702
유전자 ID	4702
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
응용	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P51970
단백질 분자량	20kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)