

Wb 및 Elisa용 Anti-Ndufa9 폴리클로날 항체 - Q16795

품목 번호: CM0025639



소개

미토콘드리아 복합체 I 소단위인 NDUFA9(CI-39kD)를 표적하는 토끼 폴리클로날 항체. 인간, 마우스, 래트 교차 반응성을 갖춘 WB 및 ELISA에서 검증됨. 미토콘드리아 및 호흡 사슬 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	NDUFA9 Rabbit pAb
비고/별칭	CC6; CI39k; COQ11; CI-39k; MC1DN26; NDUFS2L; SDR22E1; NDUFA9
종	인간
GeneID (인간)	4704
GeneID	4704
면역원	인간 NDUFA9 (NP_004993.1)의 아미노산 1-270에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q16795
단백질 분자량	43kDa
배송	아이스백