


If/Icc 및 Elisa용 Anti-Ndufab1 토끼 다클론 항체 - O14561

품목 번호: CM0020783



소개

미토콘드리아 NDUFAB1을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, IF/ICC 및 ELISA용으로 검증되었으며 마우스 교차 반응성을 보유합니다. 복합체 I, 지방산 대사 및 철-황 클러스터 생합성 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NDUFAB1 토끼 pAb
비고/별칭	ACP; ACPI; SDAP; FASN2A; NDUFAB1
종	인간
GeneID (인간)	4706
GeneID	4706
면역원	인간 NDUFAB1(NP_004994.1)의 아미노산 50-150번에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	IF/ICC, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	O14561
단백질 분자량	17kDa
배송	아이스팩